

## ARIES AVICENUM 520 pończochy udowe, czubek zamk.



Cena: 161,10 zł

### Opis słownikowy

Producent ARIES

### Opis produktu

Pończochy udowe AVICENUM 520 MICRO z lamówką oraz z zamkniętym czubkiem trzeciej klasy kompresji przeznaczone do leczenia chronicznej niewydolności żył i obrzęków limfatycznych. Stanowią istotny element terapii leczniczej, zwłaszcza po drenażu limfatycznym wyraźnie zapobiegają cofaniu się limfy w miejsce obrzęku. Skutecznie przeciwdziałają powstawaniu nowych żylaków. Stosowane przy zaawansowanym stadium przewlekłej niewydolności żylniej. Pończochy te zostały zaprojektowane przy założeniu, że muszą być noszone przez cały dzień, dlatego też są wykonane z miękkiej mikrofibry z przeciwbakteryjnym wykończeniem z jonami srebra

. Zdjęcie na danej aukcji jest nieaktualne, ponieważ producent nie dodaje już dodatku srebra do produktu !! - nowe opakowanie nie zawiera znaczka SANITIZED SILVER !!

#### SZCZEGÓŁY:

Klasa kompresji: III (34-46 mmHg)  
Skład: 55% PAD Nylon, 44% LYCRA  
Grubość: 520 DEN  
Opakowanie: 1 para

**UWAGA!!! PRODUKTY TYLKO NA ZAMÓWIENIE - REALIZACJA ZAMÓWIENIA TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM OPŁACENIU, BRAK MOŻLIWOŚCI WYMIANY CZY ZWROTU TOWARU. CZAS REALIZACJI OKOŁO 5-10 DNI ROBOCZYCH.**

Strefa bezpiecznej kompresji jest elementem, który został zastosowany w pończochach Avicenum 520, należących do trzeciej klasy kompresji z bardzo silnym naciskiem w obszarze kostki (34 do 46 mmHg). Jest to specjalna technologia produkcji dzianiny w obszarze podbicia/stopy. Podbicie jest krytycznym punktem przy ubieraniu pończoch, ale także w odniesieniu do zginania nogi / stopy może dochodzić w tym obszarze do nieprzyjemnego zwiania się pończochy i tym samym niepożądanego ściskania nogi. Dlatego też strefa ta została rozwiązana przez wplecenie drobniejszej dzianiny, tak aby zmniejszyć gęstość materiału i ograniczyć jego gromadzenie się w tym miejscu. Dzięki naszej unikalnej technologii noszenie tak wysokiej kompresji jest bardziej komfortowe i bezpieczne.

### JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR?

Pomiarów należy dokonywać na nieobrzękniętej kończynie. Dopasowanie stopnia ucisku ma bardzo duże znaczenie. Nie może on być zbyt delikatny, ponieważ będzie nieskuteczny. Z kolei zbyt silny ucisk może spowodować upośledzenie przepływu krwi w tętnicach kończyn dolnych.

Rozmiar	Obwód nad kostką	Obwód pod kolaniem	Obwód uda 5cm poniżej kroku)
S	20-23	31-37	47-57
S+	20-23	31-37	57-67
M	23-26	34-40	52-62
M+	23-26	34-40	62-72
L	26-29	37-43	57-67
L+	26-29	37-43	67-77
XL	29-32	40-46	62-72
XL+	29-32	40-46	72-82

Normal – długość 62-71

Long – długość 71-82

### SPOSÓB ZAKŁADANIA:

Nakładanie pończoch medycznych zaleca się rano (przed wstaniem z łóżka) w pozycji leżącej. Zakładanie należy rozpocząć od palców do kostki, rozprowadzając przy tym materiał równomiernie na stopie. Trzeba zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Po nałożeniu do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Na koniec wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Aby zapobiec przetarciom i uszkodzeniom produktu, należy pielęgnować piętę, nosić właściwe obuwie oraz pilnować, by nie zahaczyć pończoch czymś ostrym.

### SPOSÓB CZYSZCZENIA I PRZECHOWYWANIA:

Prać ręcznie w wodzie o temp. 40oC przy użyciu delikatnych środków piorących. Nie dopuszczać do silnego zabrudzenia. Nie należy prasować, chlorować, wybielać i czyścić chemicznie. Suszyć w stanie rozłożonym z daleka od źródeł ciepła. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i zacienionym miejscu.

### OSTRZEŻENIE:

Dobór klasy kompresji, rozmiar i stosowanie pończoch medycznych uciskowych III klasy kompresji Avicenum 520 należy skonsultować z lekarzem. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry trzeba zaprzestać noszenia i zgłosić to lekarzowi.

**ARIES AVICENUM** to wyroby przyjazne w użyciu i dające poczucie bezpieczeństwa. Spełniają wszelkie normy przewidziane dla profesjonalnej, medycznej kompresjoterapii, dzięki czemu umożliwiają szybszy powrót do zdrowia. Są komfortowe i wygodne w noszeniu.

## Parametry

KOLOR	NATURALNY
ROZMIAR	S NORMAL (1K), S+ NORMAL (1+K), S LONG (1D), S+ LONG (1+D), M NORMAL (2K), M+ NORMAL (2+K), M LONG (2D), M+ LONG (2+D), L NORMAL (3K), L+ NORMAL (3+K), L LONG (3D), L+ LONG (3+D), XL NORMAL (4K), XL+ NORMAL (4+K), XL LONG (4D), XL+ LONG (4+D)

## Galeria

