

## Leukoplast CUTICELL paraffin opatrunek 5x5cm 5szt



Cena: 18,70 zł

Opis słownikowy

Producent Leukoplast

Opis produktu

### Leukoplast® CUTICELL® paraffin opatrunek impregnowany parafiną 5cm x 5cm x 5szt.

Chroń oparzenia i wszelkie rany wysiękowe za pomocą sterylnego kompresu, który nie przylega do rany, a jednocześnie pozwala bezpiecznie się zagoić pomimo zmian opatrunku!

- Leukoplast Cuticell Paraffin to sterylny opatrunek kontaktowy impregnowany parafiną do stosowania bezpośrednio na rany pod opatrunkiem chłonnym. Wspomaga gojenie oparzeń i innych ran wysiękowych, np. otarć, zapewniając optymalne nawilżenie skóry.
- Parafina zapobiega przywieraniu opatrunku do rany i umożliwia bezbolesną zmianę opatrunku
- Miękki materiał: nie zawiera lateksu, przepuszczający powietrze, sterylny
- Zastosowanie: bezpośrednio na rany, pod opatrunek chłonny

Leukoplast Cuticell Paraffin jest ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnego leczenia ran płaczących

Sterylny opatrunek jest impregnowany miękką parafiną, aby uniknąć przyklejenia się do

rany i umożliwić bezbolesną zmianę opatrunku. Nie zawiera lateksu. Pozwala ranie oddychać i odprowadza wysięk do zewnętrznego opatrunku chłonnego. Zapewnia wilgotne środowisko i wspiera proces gojenia.

Materiał składa się z bawełnianej gazy o otwartym splocie.

### Zalety Leukoplast® Cuticell® paraffin

- Idealny do stosowania na rany wysiękowe
- Odprowadza wysięk do zewnętrznego opatrunku chłonnego
- Nie przykleja się do rany, więc zmiana opatrunku jest bezbolesna
- Pozwala ranie oddychać, nie zawiera lateksu
- Po przycięciu do optymalnego rozmiaru, krawędzie opatrunku pozostają nienaruszone i nie ulegają zniszczeniu
- rozmiar: 5 x 5 cm, ilość sztuk w opakowaniu: 5

### Kiedy stosować

Leukoplast Cuticell paraffin ro opatrunek kontaktowy stosowany w leczeniu w leczeniu ran wysiękowych, takich jak drobne oparzenia, miejsca przeszczepu skóry, rany po utracie skóry, rany szarpane i otarcia, a także owrzodzenia nóg.

### Łatwy w użyciu także w warunkach domowych, zapewnia bezbolesną zmianę.

1. Usunąć folię ochronną
2. Nałożyć opatrunek bezpośrednio na ranę
3. Wygładzić i ostrożnie dociśnij
4. Zdejmij górną folię ochronną

### Należy stosować z dodatkowym opatrunkiem chłonnym.

## Galeria

