

PANI TERESA opaska elastyczna na nadgarstek bezszwowa PT 0309



Cena od: 21,99 zł

Opis produktu

Opaska elastyczna na nadgarstek bezszwowa Pani Teresa PT 0309 to produkt ortopedyczny, wzmacniający i stabilizujący staw nadgarstkowy. Została stworzona by zmniejszyć ryzyko powikłań pooperacyjnych, wspomaga rehabilitację i umożliwia szybszy powrót do zdrowia. Opaska jest przyjemna w dotyku, miękka i elastyczna. Doskonale przylega do ciała chorego nie krępuje swobody ruchów, nie uciska nadmiernie i nie ogranicza krążenia krwi.

SZCZEGÓŁY:

SKŁAD: 60% poliamid, 38% elastan, 2% silikon

KOLOR: Beżowy

OPAKOWANIE: 1 sztuka

Stosowanie opaski należy skonsultować z lekarzem, nie jest zalecane, aby używać jej przez całe dobowe. Nie należy stosować opaski na rany, chorobowo zmienioną lub uszkodzoną skórę. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka, powstawanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. W razie wystąpienia ostrego bólu lub podrażnienia skóry podczas noszenia wyrobu, wyrób należy

natychmiast zdjęj i skonsultowa si z lekarzem.

JAK DOBRA? ODPOWIEDNI ROZMIAR?

W celu prawidłowego doboru rozmiaru naley zmierzy obwód rki w nadgarstku a nastpnie wybra rozmiar odpowiadajcy zakresowi poniżej:

Rozmiar S (14-18 cm)

Rozmiar M (19-22 cm)

Rozmiar L (23-25 cm)

SPOSÓB ZAKADANIA I PIELGNACJI:

Opaski wciagn na wysoko nadgarstków. Pra rcznie w wodzie o temp. 40oC przy uyciu delikatnych rodków piorcych. Nie dopuszcza do silnego zabrudzenia. Nie naley prasowa ani chlorowa.

WSKAZANIA/ZASTOSOWANIE:




-wzmacnia aparat wiadkowy nadgarstka

-agodzi ból i obrzki

-zapobiega nadwyrzeniu i nacigniociom stawu nadgarstka

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Warianty produktu

	Rozmiar S Rozmiar S	21,99 zł
	Rozmiar M Rozmiar M	21,99 zł
	Rozmiar L Rozmiar L	21,99 zł

Galeria

