

Pojemnik dobowej zbiórki moczu Tulipan KAMED Plus



Cena: 9,90 zł

Opis słownikowy

Producent	KAMED Plus
-----------	------------

Opis produktu

Pojemnik dobowej zbiórki moczu Tulipan KAMED Plus

Dezynfekcja i sterylizacja: wyrób można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze

130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C.

Można go myć i

dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami.

EAN: 5 907522 870638

Galeria

