

Spray medyczny do usuwania przylepca ESENTA



Cena: 54,69 zł

Opis słownikowy

Producent ConvaTec

Opis produktu

Spray na bazie silikonu do szybkiego i łatwego usuwania przylepca. Pozwala na delikatne i bezbolesne odklejenie sprzętu stomijnego, bez uszkodzenia skóry. Szybko usuwa wszelkie pozostałości przylepca. Nie pozostawia żadnych śladów i daje poczucie jedwabście gładkiej skóry.

(NOWE OPAKOWANIE/ZASTĘPUJE PRODUKT AEROZOL DO USUWANIA PRZYLEPCA NILTAC)

Cechy i właściwości

- Do szybkiego i łatwego usuwania przylepca
- Pozwalają na delikatne i bezbolesne odklejenie sprzętu stomijnego
- Szybko usuwają wszelkie pozostałości przylepca
- Nie pozostawiają żadnych śladów, dają poczucie jedwabście gładkiej skóry

Proste i skuteczne działanie

Spray do usuwania przylepca działa w ten sposób, że płyn znajdujący się w sprayu

dostaje się pomiędzy przylepiec, a skórę, gdzie powstaje warstwa silikonu. Ta warstwa silikonu działa jako środek antyadhezyjny i uwalnia połączenia między skórą a przylepcem, dzięki czemu przylepiec sam się odkleja, nie powodując podrażnienia skóry. Następnie silikon odparowuje w przeciągu kilku sekund, nie pozostawiając po sobie żadnej warstwy. Dlatego założenie nowego sprzętu stomijnego jest możliwe nawet bez przemywania skóry.

Specyfikacja produktu:

- **Pojemność:** 50 ml
- Aplikacja jest zalecana co **12-72 godziny**, w zależności od kondycji skóry
- **Bezpieczny i skuteczny** nawet przy częstym stosowaniu
- Stosowany **przy każdej zmianie sprzętu** stomijnego lub opatrunku, aby zapewnić skórze skuteczną ochronę.

Galeria

