

# CIŚNIENIOMIERZ NARAMIENNY AUTOMATYCZNY LD521A



Cena: 128,32 zł

Opis słownikowy

Producent Little Doctor

Opis produktu

**Ciśnieniomierz naramienny Little Doctor LD-521A.** Służy do mierzenia ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego, jak również do określania częstotliwości tętna metodą oscylometryczną. Rekomendowany do użytku domowego dla osób z niestabilnym ciśnieniem lub nadciśnieniem tętniczym, z zaleceniem konsultacji medycznej. W zestawie znajduje się zasilacz i baterie, co czyni urządzenie gotowym do użytku.

## Właściwości:

- cyfrowy ciśnieniomierz naramienny
- oscylometryczna metoda pomiaru
- automatyczne nadmuchiwanie
- automatyczny wybór ciśnienia napełniania
- pomiar ciśnienia tętna
- klasyfikacja WHO - zmierzone ciśnienie krwi jest porównywane z normą WHO
- identyfikacja arytmii - wskazanie nieregularnego pulsu
- mankieta Cuff-LDU (obwód ramienia w zakresie od 22 cm do 42 cm)
- algorytm IMS (Algorytm Inflation Measuring System) - umożliwia określenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego podczas pompowania
- duży i czytelny wyświetlacz
- funkcja wyświetlania daty i czasu
- zachowanie danych w pamięci urządzenia - także przy wyciągniętych bateriach

## Specyfikacja produktu:

- pamięć 90 pomiarów + średnia wartość z 3 ostatnich pomiarów
- automatyczne wyłączenie oszczędza baterie
- interfejs USB - przeznaczony do:
  - 1) transferu wyników pomiaru do komputera osobistego
  - 2) przesyłania do urządzenia komendy START / STOP z poziomu komputera osobistego
  - 3) zasilania urządzenia
- zasilany przez cztery baterie alkaliczne typu AAA (W ZESTAWIE) lub przez zasilacz (W ZESTAWIE)
- wymiary 87 x 116 x 49 mm (bez mankietu)
- lekki - 195 g (bez zasilacza)
- certyfikowany zgodnie z międzynarodowymi standardami: ISO 13485, MDD 93/42/EEC, EISO 15223-1, EN1041, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ISO 14971
- zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC
- Zestaw zawiera: ciśnieniomierz naramienny Little Doctor LD-521A, mankiet Cuff-LD, zasilacz LD-N063, etui do przechowywania, baterie alkaliczne typu AAA - 4 szt, instrukcja obsługi w języku Polskim

## Galeria

