

## Majtki chłonne Tena Pants Proskin Plus XL 12 sztuk



Cena: 47,89 zł

Opis słownikowy

Producent TENA

Opis produktu

Nietrzymanie moczu nie musi oznaczać niepewności, dyskomfortu i ograniczenia aktywności. **Bielizna chłonna TENA Pants Plus** zapewnia **wysoki stopień ochrony przed przeciekaniem** dzięki wyjątkowo chłonnemu wsadowi. Podwójna osłona została stworzona dla jeszcze większej pewności i bezpieczeństwa, a **wygodny wskaźnik poziomu wilgoci** informuje dyskretnie, kiedy należy zmienić majtki na nowe.

Anatomiczna, **idealnie dopasowana bielizna TENA Pants Plus** gwarantuje maksimum ochrony i wygody. **Nie odznacza się pod ubraniem, błyskawicznie absorbuje płyn i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.** Nie musisz rezygnować z tego, co lubisz, ani krępować się w towarzystwie znajomych. TENA Pants Plus łączą wysoki poziom ochrony dla nieco większych potrzeb z wygodą noszenia i dyskrecją.

### Cechy i korzyści

### Cienkie i anatomiczne

Bielizna chłonna TENA Pants Plus jest doskonale dostosowana do budowy ciała dzięki rozwiązaniu ConfioFit. Jest idealnie dopasowana i cienka, zachowując przy tym wysoki stopień chłonności.

### Wygodny wskaźnik poziomu wilgoci

Nie musisz już otwierać ochraniacza przed nietrzymaniem moczu, aby sprawdzić, czy nie wymaga on wymiany na świeży. Umieszczony po zewnętrznej części majtek wskaźnik wilgoci zmienia kolor z żółtego na niebieski, gdy ochraniacz wymaga zmiany – wystarczy jeden rzut oka.

### Skuteczna ochrona przed przeciekaniem

Bielizna chłonna TENA Pants Plus posiada podwójną osłonę i dodatkowe bariery boczne, zapewniające idealną ochronę przed przeciekaniem niezależnie od pozycji ciała.

### Błyskawiczna absorpcja

Technologia FeelDry zastosowana w majtkach chłonnych TENA Pants Plus umożliwia błyskawiczne wchłanianie nawet dużej ilości płynu na raz. Mocz pozostaje odizolowany od skóry wewnątrz wsadu – nawet gdy jest poddawany naciskowi. Wysoka chłonność wkładu zapewnia pełną ochronę przed przeciekaniem i długotrwałe uczucie suchości.

### Kontrola nieprzyjemnych zapachów

System Odour Neutralizer redukuje nieprzyjemny zapach amoniaku. Zapewnia pełną dyskrecję i uczucie świeżości.

### Miękki, oddychający materiał

Delikatny, miękki i oddychający materiał zapobiega podrażnieniom skóry. Przyjemny w dotyku i komfortowy, umożliwia obieg powietrza. Przebadany dermatologicznie.

## Łatwość użycia

TENA Pants Super są bardzo wygodne w użyciu – bez trudu jest założyć, a następnie zdejmiesz dzięki łatwym w rozerwaniu szwom.

## Dowiedz się więcej

### Jak używać bielizny chłonnej TENA Pants Plus?

Majtki chłonne TENA Pants Plus zakłada się tak jak zwykłą bieliznę. Ich zdejmowanie jest również niezwykle łatwe dzięki rozrywalnym szwom bocznym. Po wykorzystaniu majtek należy je zrolować, zakleić rzepem i wyrzucić do kosza.

### Czy majtki chłonne mogą być dyskretne?

TENA wie, jak ważna jest dyskrecja przy tak krępującym problemie jak nietrzymanie moczu. Dlatego bielizna TENA Pants Plus jest cienka i idealnie dopasowana do kształtu ciała. Dzięki temu majtki nie odznaczają się pod ubraniem.

### Jak dobrać właściwy rozmiar bielizny chłonnej TENA?

Bielizna chłonna TENA Pants Plus dostępna jest w czterech rozmiarach dla dorosłych: „S”, „M”, „L” oraz „XL”. Dla osób o obwodzie bioder 65-105 cm przeznaczony jest rozmiar „S”, dla obwodu 80-110 cm – rozmiar „M”, dla obwodu w granicach 100-135 cm – rozmiar „L”, natomiast dla obwodu 120-160 cm – rozmiar „XL”. Dla dzieci przeznaczone są majtki chłonne TENA Pants Plus Extra Small.

## Galeria

