

Pieluchy anatomiczne Tena Comfort Proskin Maxi 28 sztuk



Cena: 76,00 zł

Opis słownikowy

Producent TENA

Opis produktu

TENA Comfort Maxi, pieluchy anatomiczne, 28 szt to produkty chłonne zalecane do codziennego stosowania w ciężkim i bardzo ciężkim nietrzymaniu moczu (poziom chłonności 8/8). TENA Comfort Maxi to produkt wymagający dodatkowego mocowania za pomocą majtek elastycznych TENA Fix.

WŁAŚCIWOŚCI:

TENA Comfort pieluchy anatomiczne o kubelkowym kształcie to produkty stanowiące doskonałą ochronę i barierę przed przeciekaniem. W przypadku wycieku moczu, chłoną mocz do wnętrza wkładu chłonnego oraz utrzymują go w jego wnętrzu dzięki specjalnemu superabsorbentowi. Jednocześnie zabezpieczają przed wydostaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz.

- wysoka chłonność – odpowiednie dla średniego do ciężkiego nietrzymania moczu
- komfort użytkowania – miękkie w dotyku, w pełni oddychające dla pełnego komfortu używania
- idealne w zestawie – mocowane za pomocą majtek elastycznych TENA Fix

WSKAZANIA:

Dla osób z bardzo ciężkim nietrzymaniem moczu (poziom chłonności 8/8).

STOSOWANIE:

Instrukcja korzystania:

1. Włóż majtki elastyczne TENA Fix do połowy uda.
2. Umieść pieluchę anatomiczną między nogami, na majtkach elastycznych.
3. Podciągnij majtki elastyczne z pieluchą anatomiczną na wysokość krocza.
4. Po wykorzystaniu wyrzuć pieluchę anatomiczną do kosza na śmieci.
5. Majtki elastyczne TENA Fix nadają się do ponownego użycia.

INNE DOSTĘPNE WARIANTY:

TENA Comfort dostępne są również z w wariantach o innych poziomach chłonności: TENA Comfort Plus, TENA Comfrot Extra, TENA Comfort Super.

Galeria

