

# TENA Bed Normal 60x90 cm, podkłady, 5 sztuk

Cena: 9,30 zł



## Opis słownikowy

Producent TENA

## Opis produktu

TENA Bed Normal 60x90 cm, podkłady, 5 sztuk to produkty wykorzystywane jako dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami, najczęściej razem z innymi produktami na nietrzymanie moczu, np. pieluchomajtkami. Podkład TENA Bed Normal ma powierzchnię wielkości 60x90 cm.

### WŁAŚCIWOŚCI:

TENA Bed Normal to dwuczęściowy, gładki podkład chłonny. Zabezpiecza przed zabrudzeniem, dzięki temu, że wchłania i zatrzymuje wewnątrz moczu. Zewnętrzna warstwa folii zabezpiecza przed wyciekaniem moczu poza produkt.

TENA Bed Normal jest wykorzystywany w różnych sytuacjach zarówno za dnia jak i w nocy:

- przeciekanie i incydentalne nietrzymanie moczu
- realizacja czynności higienicznych (np. zmiana pieluch, pieluchomajtek)
- realizacja czynności pielęgnacyjnych (np. mycie)
- położnictwo

### WSKAZANIA:

Incydentalne nietrzymanie moczu, dodatkowa ochrona w nietrzymaniu moczu, wykonywanie czynności higienicznych (przewijanie dziecka, zmiana pieluchomajtek), położnictwo.

### STOSOWANIE:

Instrukcja korzystania:

1. Wyjmij podkład chłonny z opakowania.
2. Rozłóż podkład na łóżku, krześle lub wózku inwalidzkim.
3. Zabrudzony wkład chłonny wyrzuć do kosza na śmieci.

### INNE DOSTĘPNE WARIANTY:

Podkład TENA Bed Normal dostępny jest również w opakowaniu 30 sztuk.

## Galeria

