

TENA SLIP ProSkin SUPER XL pieluchomajtki 28 szt



Cena: 95,15 zł

Opis słownikowy

Producent TENA

Opis produktu

TENA Slip ProSkin Super XL to uniwersalny produkt na nietrzymanie moczu o otwartej konstrukcji z regulowanymi rzepami umożliwiającymi idealne dopasowanie, dzięki czemu zapewnia komfort i ochronę przed przeciekaniem. W przeciwieństwie do wielu standardowych pieluchomajtek dla dorosłych TENA Slip ProSkin wykonane są z materiału podobnego do tkaniny, zapewniają ściśle dopasowanie i wysokie zabezpieczenie przed przeciekaniem.

Cechy i korzyści:

- **Łatwiejsze dopasowanie** - można je bardzo łatwo założyć i idealnie dopasować do sylwetki.
- **Przyjemny, oddychający materiał** to sprawia, że skóra jest chroniona przed podrażnieniami, a noszenie TENA Slip ProSkin Super jest maksymalnie komfortowe.
- **Długotrwałe uczucie suchości** - najnowsza technologia Feel Dry Advanced TM to gwarancja uczucia suchości, które trwa bardzo długo. Cała wilgoć wchłania się i nie ma kontaktu ze skórą, dzięki czemu delikatna tkanka jest mniej podatna na odparzenia.

- **Testowane dermatologicznie** - pieluchomajtki TENA Slip ProSkin Super uzyskały akredytację towarzystwa Skin Health Alliance prestiżowego stowarzyszenia ekspertów w dziedzinie zdrowia skóry, która jest przyznawana najbardziej bezpiecznym produktom.

Dowiedz się więcej:

Jak używać TENA Slip ProSkin Super?

Pieluchomajtki TENA Slip ProSkin Super należy chwycić obiema rękami, tak by uformować „łódeczkę”. Następnie należy wsunąć ją pomiędzy nogi pacjenta leżącego, ruchem od przodu, do tyłu. Potem należy zapiąć przylepcorzepy – najpierw dolne, następnie górne. Poprzez pociągnięcie materiału należy wygładzić powierzchnię.

Jak dobrać właściwy rozmiar TENA Slip ProSkin Super?

Pieluchomajtki TENA Slip ProSkin Super są dostępne w czterech rozmiarach od S do XL. Rozmiar S jest przeznaczony dla osób o obwodzie bioder 56-85 cm, rozmiar M - 73-122 cm, dla rozmiaru L - 92-144 cm, największy rozmiar XL natomiast to obwód bioder 120-160 cm.

Czy pieluchomajtki TENA Slip ProSkin Super na pewno wystarczą?

Pieluchomajtki TENA Slip ProSkin Super mają podwyższony poziom chłonności, który określa się jako 7/8. Dzięki temu świetnie sprawdzają się nawet w przypadku chorych zmagających się z nietrzymaniem moczu w stopniu ciężkim..

Potrzebujesz silniejszej ochrony?

TENA Slip ProSkin Super to linia superchłonnych produktów. Jeśli jednak potrzebujesz mocniejszej ochrony od czas do czasu, zdecyduj się na TENA Slip ProSkin Maxi, których poziom chłonności jest maksymalny – 8/8.

Galeria

